

Los brackets ilustrados en este folleto no son copias de ningún otro bracket. Leone S.p.A. declara que estos brackets no han sido aprobados por ningún médico o por parte de las Escuelas mencionadas.



Ortodoncia e Implantologia

LEONE S.p.a.

Via P. a Quaracchi, 50 - 50019 Sesto Fiorentino
FIRENZE (Italy) - info@leone.it www.leone.it

Export sales dept:

Phone: +39.055.3044620
Fax: +39.055.304405
E-mail: export@leone.it

BRACKET CEMENTADO DIRECTO
sistema Roth

		torque	ang.			.018"x.030"	.022"x.030"
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F5681-12	F5621-12
					$\frac{1}{1}$	F5681-13	F5621-13
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F5682-12	F5622-12
					$\frac{2}{2}$	F5682-13	F5622-13
			-2°	+13°	$\frac{3}{3}$	F5673-12	F5613-12
					$\frac{3}{3}$	F5673-13	F5613-13
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F5679-02	F5619-02
					$\frac{4}{4}$	F5679-03	F5619-03
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F5679-02	F5619-02
					$\frac{5}{5}$	F5679-03	F5619-03
			0°		$\frac{1}{1}$	F5680-06	F5620-06
					$\frac{1}{1}$	F5680-07	F5620-07
			0°		$\frac{2}{2}$	F5680-06	F5620-06
					$\frac{2}{2}$	F5680-07	F5620-07
			-11°	+7°	$\frac{3}{3}$	F5673-16	F5613-16
					$\frac{3}{3}$	F5673-17	F5613-17
			-17°	0°	$\frac{4}{4}$	F5674-06	F5614-06
					$\frac{4}{4}$	F5674-07	F5614-07
			-22°	0°	$\frac{5}{5}$	F5675-06	F5615-06
					$\frac{5}{5}$	F5675-07	F5615-07

Confecciones de 1 pieza

BRACKET CEMENTADO DIRECTO
sistema Roth

	6 brackets	10 brackets	12 brackets	20 brackets
	$\frac{3}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{3}$	$\frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{3} \frac{4}{5}$	$\frac{3}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{3}$	$\frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{3} \frac{4}{5}$
	$\frac{3}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{3}$	$\frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{3} \frac{4}{5}$	$\frac{3}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{3}$	$\frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{3} \frac{4}{5}$
.018"	F5606-81	F5610-81	F5612-81	F5620-82
.022"	F5606-21	F5610-21	F5612-21	F5620-22

TRANSPARENTE Y CRISTALINO

GHIACCIO

EL BRACKET ORTODÓNTICO ESTÉTICO

Fabricado en zafiro
MONOCRISTALINO
biomédical




Ortodoncia e Implantologia

SPA-05-14

TRANSPARENTE Y CRISTALINO

Los brackets **GHIACCIO** fabricados en Zafiro Monocristalino Biomédical reúnen excepcional **TRANSPARENCIA** y dureza; sofisticadas características de los brackets estéticos ideales para satisfacer las modernas **EXIGENCIAS BIOMECAÑICAS** cosméticas y de **CONFORT**

○ EL DISEÑO



El perfil **particularmente reducido en altura** y el biselado de los bordes de los brackets aumentan la comodidad y la satisfacción del paciente.

○ EL POSICIONAMIENTO



La conformación **diagonal** facilita el correcto posicionamiento gracias a la intuitiva alineación sobre el eje de la pieza. La presencia de un "escalón" a los lados de la base, favorece una **segura sujeción de las pinzas** sobre la superficie mesio/distal, evitando así interferencias.

Favorece la individualización y la eliminación del composite en las fases de cementado directo.

○ CAPACIDAD RETENTIVA Y FÁCIL REMOCIÓN

La base dispone de una retención mecánica debido a la presencia de **microperlas de Circonio** en los 2/3 de la superficie, para asegurar la retención necesaria a lo largo de la terapia; muy importante, una vez finalizado el tratamiento una **fácil y segura remoción**.



○ LA BIOMECAÑICA



El innovador tratamiento superficial al Plasma **disminuye la fricción** slot/arco y aumenta la solidez estructural del bracket.



Ortodoncia e Implantologia