

**MATERIAL**

**BIOCOMPATIBLE**

**TERMOFORMABLE**

MÁXIMA TRANSPARENCIA Y  
ELEVADA EFICIENCIA  
BIOMECÁNICA

IDEAL PARA FABRICAR  
ALINEADORES DENTALES Y  
RETENEDORES ESTÉTICOS



Ortodoncia e implantología

# MATERIALE BIOCOMPATIBILE TERMOFORMABILE



LOS DISCOS Y PLACAS CUADRADAS ESTÁN FABRICADOS EN PET G, MATERIAL IDEAL TERMOFORMABLE PARA FABRICAR ALINEADORES DENTALES Y RETENEDORES ESTÉTICOS POST TERAPIA. EL MATERIAL, CONFORME A LA ISO 10993-1, PRESENTA EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE TRANSPARENCIA ÓPTICA Y, UNA VEZ FORMADO, UNA ELEVADA EFICIENCIA BIOMECÁNICA.

DISCOS TERMOFORMABLES Ø 120 mm		
	<i>espesor</i>	<i>confeccion</i>
<b>R7001-05</b>	0,5 mm	25 piezas
<b>R7001-08</b>	0,8 mm	25 piezas
<b>R7001-10</b>	1,0 mm	25 piezas
<b>R7001-15</b>	1,5 mm	15 piezas
<b>R7001-20</b>	2,0 mm	10 piezas

DISCOS TERMOFORMABLES Ø 125 mm		
	<i>espesor</i>	<i>confeccion</i>
<b>R7002-05</b>	0,5 mm	25 piezas
<b>R7002-08</b>	0,8 mm	25 piezas
<b>R7002-10</b>	1,0 mm	25 piezas
<b>R7002-15</b>	1,5 mm	15 piezas
<b>R7002-20</b>	2,0 mm	10 piezas

PLACAS TERMOFORMABLES 125 x 125 mm		
	<i>espesor</i>	<i>confeccion</i>
<b>R7013-05</b>	0,5 mm	25 piezas
<b>R7013-08</b>	0,8 mm	25 piezas
<b>R7013-10</b>	1,0 mm	25 piezas
<b>R7013-15</b>	1,5 mm	15 piezas
<b>R7013-20</b>	2,0 mm	10 piezas



**LEONE S.p.a. Orthodontics and Implantology**  
 Via P. a Quaracchi, 50 • 50019 Sesto Fiorentino • FIRENZE (Italy) - info@leone.it • www.leone.it  
 Export sales dept: Phone 055.3044620 • Fax 055.304405 • e-mail: export@leone.it