


# BANDAS



**E**



**DISEÑADAS PARA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS ACTUALES DE LA ORTODONCIA PEDIÁTRICA Y CONSENTIR EL TRATAMIENTO PRECOZ DE LOS PACIENTES CON DENTICIÓN DECIDUA O MIXTA**

**ok** ORTHODONTICS  
FOR KIDS

**REALIZADAS EN ACERO BIOMEDICAL TEMPLADO MEDIO**

FORMA Y ALTURA  
ESTUDIADAS PARA LA ANATOMÍA  
DE LOS MOLARES DECIDUOS


FÁCIL ADAPTACIÓN  
A LA FORMA TRONCO PIRAMIDAL  
DE LOS MOLARES



LAS INDICACIONES MARCADAS CON LÁSER  
PERMITEN LA ESTERILIZACIÓN A ALTAS TEMPERATURAS  
Y UNA ÓPTIMA VISIBILIDAD DE LAS MEDIDAS EN EL TIEMPO

ÚTILES PARA FABRICAR  
LOS EXPANSORES DEL MAXILAR Y  
LOS MANTENEDORES DE ESPACIO

SERVICIO DE PRESOLDADURA GRATUITO  
PRESOLDADURAS PERSONALIZADAS CON CUALQUIER TUBO,  
BRACKET O ACCESORIO DE LA SECCIÓN G



**MOLARES DECIDUOS SUPERIORES E INFERIORES**

Disponibles en 10 medidas, tanto para el maxilar como para el mandibular, con el número de identificación marcado con LáSER. El temple medio del acero biomedical utilizado para la fabricación, permite la adaptación a la forma tronco piramidal de los molares de leche, minimizando las problemáticas de descementado.

Necesarias en la fabricación de expansores del maxilar y de mantenedores de espacio.



**E6100-00** Superiores - PU  
medidas de 1 a 10

**E6500-00** Inferiores - PL  
medidas de 1 a 10

**Envase:** 5 piezas

**Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E6100-05**



**E6165-96**  
**SURTIDO**  
**BANDAS PEDODÓNTICAS UNIVERSALES**

El kit está compuesto por 5 bandas pedodónticas universales para cada medida superior e inferior por un total de 100 piezas.

La bandeja no puede esterilizarse en autoclave.



**FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TEMPLADO DURO**

ESPESOR VARIABLE  
EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PIEZA

SUPERFICIE INTERNA ÁSPERA  
PARA LA MÁXIMA ESTABILIDAD  
Y UNA ÓPTIMA RETENCIÓN



FORMA ANATÓMICA PERFECTA  
AMPLIA GAMA DE MEDIDAS

LAS INDICACIONES MARCADAS CON LÁSER  
PERMITEN LA ESTERILIZACIÓN A ALTAS TEMPERATURAS  
Y UNA ÓPTIMA VISIBILIDAD DE LAS MEDIDAS EN EL TIEMPO



SERVICIO DE PRESOLDADURA GRATUITO  
PRESOLDADURAS PERSONALIZADAS CON CUALQUIER TUBO,  
BRACKET O ACCESORIO DE LA SECCIÓN G RÁPIDA ENTREGA  
DE LAS BANDAS PRESOLDADAS ESTÁNDAR PARA LAS TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS



AMPLIA GAMA  
DE ESTUCHES CON BANDEJAS ESTERILIZABLES  
EN AUTOCLAVE



**PREMOLARES SUPERIORES E INFERIORES**

- E5101-00** Superiores con lug U
- E5501-00** Inferiores con lug L
- E5100-00** Superiores sin lug U
- E5500-00** Inferiores sin lug L

**Envase:** 10 piezas

- E5151-00** Superiores con lug U
- E5551-00** Inferiores con lug L
- E5105-00** Superiores sin lug U
- E5505-00** Inferiores sin lug L


**Envase:** 5 piezas

Disponibles en 32 medidas, tanto para el maxilar como para el mandibular, con el número de identificación marcado con LÁSER. Su forma anatómica, con bordes redondeados, ha sido proyectada para el uso tanto en derechos como en izquierdos. Tienen el apoyo de empuje (lug) y su espesor es de 0,15 mm. El temple duro y la superficie interna áspera permiten una perfecta cementación.

**Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E5101-11**

**SURTIDOS**

**composición kit de 92 bandas según uso medio**




5 4 | 4 5

U con lug **E5101-92**

U sin lug **E5100-92**

**composición kit de 92 bandas según uso medio**



5 4 | 4 5

L con lug **E5501-92**

L sin lug **E5500-92**



**PRIMEROS MOLARES SUPERIORES E INFERIORES**

- E1200-00** Superiores der. - UR
- E1300-00** Superiores izq. - UL
- E1600-00** Inferiores der. - LR
- E1700-00** Inferiores izq. - LL

**Envase:** 10 piezas

- E1205-00** Superiores der. - UR
- E1305-00** Superiores izq. - UL
- E1605-00** Inferiores der. - LR
- E1705-00** Inferiores izq. - LL


**Envase:** 5 piezas

Disponibles en 36 medidas derechas y 36 medidas izquierdas tanto para el maxilar como para el mandibular, con el número de identificación marcado con LÁSER. El temple duro, el dibujo anatómico, la diferenciación del espesor y la superficie interna áspera facilitan la elección exacta de la banda y permiten una perfecta cementación.

**Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E1200-06**


**SURTIDOS**

**composición kit de 78 bandas según uso medio**



- 6 | UR der **E1200-92**
- 6 | UL izq **E1300-92**
- 6 | LR dx **E1600-92**
- 6 | LL sx **E1700-92**

**composición kit de 156 bandas según uso medio**



- 6 | UR der **E1200-94**
- 6 | UL izq **E1300-94**
- 6 | LR der **E1600-94**
- 6 | LL izq **E1700-94**



**SEGUNDOS MOLARES SUPERIORES E INFERIORES**

- E2200-00** Superiores der. - SUR
- E2300-00** Superiores izq. - SUL
- E2600-00** Inferiores der. - SLR
- E2700-00** Inferiores izq. - SLL
  
- E2205-00** Superiores der. - SUR
- E2305-00** Superiores izq. - SUL
- E2605-00** Inferiores der. - SLR
- E2705-00** Inferiores izq. - SLL

**Envase:** 10 piezas

**Envase:** 5 piezas

Disponibles en 32 medidas derechas y 32 medidas izquierdas tanto para el maxilar como para el mandibular, con el número de identificación marcado con LÁSER. El temple duro, el dibujo anatómico, la diferenciación del espesor y la superficie interna áspera facilitan la elección exacta de la banda y permiten una perfecta cementación.


**Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E2300-08**



Todas las bandejas pueden esterilizarse en autoclave para limitar el riesgo de infecciones.

**SURTIDOS**

composición kit de 78 bandas según uso medio



- SUR der **E2200-92**

---

- SUL izq **E2300-92**

---

- SLR der **E2600-92**

---

- SLL izq **E2700-92**



**TÉCNICA**  
**EDGEWISE - SUPERIORES**

Tubo .022"x.028"; Tubo redondo .051" (G8025-02 - G8025-03)

**E1420-00** Derechas UR  
**E1430-00** Izquierdas UL

Envase: 10 piezas

**E1425-00** Derechas UR  
**E1435-00** Izquierdas UL

Envase: 5 piezas



**TÉCNICA**  
**EDGEWISE - INFERIORES**

Tubo .022"x.028"; Tubo redondo .051" (G8025-03 - G8025-02)

**E1460-00** Derechas LR  
**E1470-00** Izquierdas LL

Envase: 10 piezas

**E1465-00** Derechas LR  
**E1475-00** Izquierdas LL

Envase: 5 piezas

Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E1430-12



**TÉCNICA**  
**ANDREWS ROTH BOSTON ALEXANDER - SUPERIORES**

Tubo .022"x.028". Torque -10°, rotación +8°. Tubo redondo .051".  
(G8325-02 - G8325-03)

**E1520-00** Derechas UR  
**E1530-00** Izquierdas UL

Envase: 10 piezas

**E1525-00** Derechas UR  
**E1535-00** Izquierdas UL

Envase: 5 piezas



**TÉCNICA**  
**ANDREWS ROTH BOSTON ALEXANDER - INFERIORES**

Tubo .022"x.028". Torque -25°, rotación +8°. Tubo redondo .051".  
(G8325-06 - G8325-07)

**E1560-00** Derechas LR  
**E1570-00** Izquierdas LL

Envase: 10 piezas

**E1565-00** Derechas LR  
**E1575-00** Izquierdas LL

Envase: 5 piezas

Especificar siempre la medida deseada p.e.: E1520-17




**BANDAS CALIBRA® PRESOLDADAS SURTIDOS**

Las bandas **CALIBRA®** presoldadas para las técnicas Edgewise, Andrews, Roth, Boston, Alexander están disponibles en kit de 25 o de 78 bandas.




Todas las bandejas pueden esterilizarse en autoclave para limitar el riesgo de infecciones.

**composición kit de 25 bandas presoldadas**



			Edgewise	Andrews Roth Boston Alexander
$\overline{6}$	UR	der	<b>E1420-90</b>	<b>E1520-90</b>
$\underline{6}$	UL	izq	<b>E1430-90</b>	<b>E1530-90</b>
$\overline{6}$	LR	der	<b>E1460-90</b>	<b>E1560-90</b>
$\underline{6}$	LL	izq	<b>E1470-90</b>	<b>E1570-90</b>

**composición kit de 78 bandas presoldadas**



			Edgewise	Andrews Roth Boston Alexander
$\overline{6}$	UR	der	<b>E1420-92</b>	<b>E1520-92</b>
$\underline{6}$	UL	izq	<b>E1430-92</b>	<b>E1530-92</b>
$\overline{6}$	LR	der	<b>E1460-92</b>	<b>E1560-92</b>
$\underline{6}$	LL	izq	<b>E1470-92</b>	<b>E1570-92</b>

**FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE BIOMEDICAL**

ANATOMÍA ORIENTADA  
SEGÚN LOS ESTUDIOS DEL DR. WASHBON  
AMPLIA GAMA DE MEDIDAS

LA CONFORMACIÓN CON  
SISTEMA "UNIFORM STRESS"  
CONSIGUE PROPIEDADES ELÁSTICAS ÓPTIMAS  
EN TODAS LAS ZONAS EN RESPECTO A LA MORFOLOGÍA

ESPESOR VARIABLE  
EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PIEZA

TRATAMIENTO CON LÁSER  
FUERTE RETENCIÓN SOBRE EL DIENTE  
IDEALES PARA APARATOS TIPO  
REP, HERBST, FIRST CLASS



SERVICIO DE PRESOLDADURA GRATUITO  
PRESOLDADURAS PERSONALIZADAS CON CUALQUIER TUBO,  
BRACKET O ACCESORIO DE LA SECCIÓN G  
RÁPIDA ENTREGA DE LAS BANDAS PRESOLDADAS  
ESTÁNDAR PARA LAS TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS

LAS INDICACIONES MARCADAS CON LÁSER  
PERMITEN LA ESTERILIZACIÓN A ALTAS TEMPERATURAS Y  
UNA ÓPTIMA VISIBILIDAD DE LAS MEDIDAS EN EL TIEMPO



AMPLIA GAMA  
DE ESTUCHES CON BANDEJAS ESTERILIZABLES  
EN AUTOCLAVE



**PRIMEROS MOLARES SUPERIORES E INFERIORES**

- E8200-00** Superiores der. - UR
- E8300-00** Superiores izq. - UL
- E8600-00** Inferiores der. - LR
- E8700-00** Inferiores izq. - LL

**Envase:** 10 piezas

- E8205-00** Superiores der. - UR
- E8305-00** Superiores izq. - UL
- E8605-00** Inferiores der. - LR
- E8705-00** Inferiores izq. - LL

**Envase:** 5 piezas

Fabricadas en acero inoxidable biomedical de diferente espesor, según el tamaño de la pieza, tienen el número de identificación marcado con LÁSER. Gracias a su diseño anatómico adaptable, a la altura reducida y a la retención mejorada por medio del procedimiento "laser etched", queda asegurado un cementado perfecto.


**Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E8300-13**



Todas las bandejas pueden esterilizarse en autoclave para limitar el riesgo de infecciones.

**SURTIDOS**

composición kit de 78 bandas según uso medio



- 6 UR der **E8200-92**

---

- 6 UL izq **E8300-92**

---

- 6 LR der **E8600-92**

---

- 6 LL izq **E8700-92**



**TÉCNICA**  
**ANDREWS ROTH BOSTON ALEXANDER - SUPERIORES**

Tubo .022"x.028". Torque -10°, rotación +8°. Tubo redondo .051". (G8325-02 - G8325-03)

<b>E8520-00</b>	Derechas	UR		<b>Envase:</b> 5 piezas
<b>E8530-00</b>	Izquierdas	UL		



**TÉCNICA**  
**ANDREWS ROTH BOSTON ALEXANDER - INFERIORES**

Tubo .022"x.028". Torque -25°, rotación +8°. Tubo redondo .051". (G8325-06 - G8325-07)

<b>E8560-00</b>	Derechas	LR		<b>Envase:</b> 5 piezas
<b>E8570-00</b>	Izquierdas	LL		

Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E8560-18



**TÉCNICA**  
**RICKETTS - SUPERIORES**

Tubos .018"x.025". Tubo redondo .045". (G8084-12 - G8084-13)

<b>E8820-00</b>	Derechas	UR		<b>Envase:</b> 5 piezas
<b>E8830-00</b>	Izquierdas	UL		



**TÉCNICA**  
**RICKETTS - INFERIORES**

Tubos .018"x.025". (G8070-16 - G8070-17)

<b>E8860-00</b>	Derechas	LR		<b>Envase:</b> 5 piezas
<b>E8870-00</b>	Izquierdas	LL		

Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E8860-25



**TÉCNICA**  
**STEP SYSTEM 2.0 - SUPERIORES**

Tubo convertible .022"x.028". Torque -14°, rotación +10°. Tubo redondo .045". (G8424-32 - G8424-33) Gancho lingual. (G2820-00)

<b>E8920-00</b>	Derechas	UR		<b>Envase:</b> 5 piezas
<b>E8930-00</b>	Izquierdas	UL		



**TÉCNICA  
STEP SYSTEM 2.0 - INFERIORES**

Tubo convertible .022"x.028". Torque -20°, rotación +8°.  
(G8421-16 - G8421-17) Gancho lingual. (G2820-00)

**E8960-00** Derechas LR | **Envase:** 5 piezas  
**E8970-00** Izquierdas LL

Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E8970-19



Tubo convertible .022" x .028". Torque -20°, rotación +8°. Tubo redondo .045"  
(G8424-16 - G8424-17) Gancho lingual. (G2820-00)


**E8961-00** Derechas LR | **Envase:** 5 piezas  
**E8971-00** Izquierdas LL

Especificar siempre la medida deseada p.ej.: E8971-18


**BANDAS WEB PRESOLDADAS - SURTIDOS**

Las bandas **WEB** presoldadas para las técnicas Andrews, Roth, Boston, Alexander, Ricketts y **STEP system 2.0** están disponibles en kit de 25 o de 78 bandas. Todas las bandejas pueden esterilizarse en autoclave para limitar el riesgo de infecciones.

**composición kit de 25 bandas presoldadas**



**composición kit de 78 bandas presoldadas**





**E3164-00**  
**CEMENTO AL IONÓMERO DE VIDRIO**

Expresamente estudiado para el uso en ortodoncia. De la mezcla de dos componentes se obtiene una masa muy fluida, de alto poder adhesivo tanto al esmalte como al acero de las bandas. Libera flúores para aumentar las defensas del esmalte frente a las caries.  
**Envase:** 25 gr de polvo y 15 ml de líquido



**E3163-00**  
**CEMENTO FOTOPOLIMERIZANTE A LIBERACIÓN DE FLÚOR**

Consistencia óptima para posicionar y adaptar las bandas. El color amarillo evidencia el cemento sobrante para remover antes de la polimerización y los eventuales residuos después de la extracción de la banda.  
**Envase:** 3 jeringas de 5 gr cada una

**CONTENEDORES VACÍOS PARA BANDAS**

Esterilizables en autoclave.  
**Envase:** 1 pieza



- Z0110-22** CALIBRA® 1<sup>er</sup> molar sup. der. UR
- Z0110-23** CALIBRA® 1<sup>er</sup> molar sup. izq. UL
- Z0110-24** CALIBRA® 1<sup>er</sup> molar inf. der. LR
- Z0110-25** CALIBRA® 1<sup>er</sup> molar inf. izq. LL
- Z0110-26** CALIBRA® 2<sup>o</sup> molar sup. der. SUR
- Z0110-27** CALIBRA® 2<sup>o</sup> molar sup. izq. SUL
- Z0110-28** CALIBRA® 2<sup>o</sup> molar inf. der. SLR
- Z0110-29** CALIBRA® 2<sup>o</sup> molar inf. izq. SLL
- Z0110-30** CALIBRA® premolar sup. U
- Z0110-31** CALIBRA® premolar inf. L

- Z0110-32** WEB 1<sup>er</sup> molar sup. der. UR
- Z0110-33** WEB 1<sup>er</sup> molar sup. izq. UL
- Z0110-34** WEB 1<sup>er</sup> molar inf. der. LR
- Z0110-35** WEB 1<sup>er</sup> molar inf. izq. LL



**Z0100-01**  
**ESTUCHE VACÍO PARA BRACKETS Y BANDAS**

De ABS, con tapadera transparente. Apilable.  
**Envase:** 1 pieza



**SERVICIO DE PRESOLDADURA GRATUITO**

Altamente cualificado, efectuado con soldadoras industriales.

Seguidamente indicamos la posición estándar en la cual brackets y tubos son soldados por nosotros.

**Todos los tipos de bandas en catálogo pueden ser soldados con cualquier bracket, tubo y accesorio presente en la sección G.**

	posición estándar de la presoldadura vestibular		posición estándar de la presoldadura lingual	
<b>premolares</b>	El bracket está perfectamente centrado mesio-distalmente y en la posición ocluso-gingival		Posición central ligeramente desviada hacia el lado oclusal	
<b>molares</b>	El tubo rectangular del bracket está siempre posicionado perfectamente centrado		Posición central	

Distintas posiciones podrán ser efectuadas sólo tras clara y específica demanda en el pedido. Con este motivo, a fin de cumplimentar cuanto mejor posible los pedidos individuales, incitamos a atenerse a lo que aquí está indicado, especificando taxativamente los códigos tanto de las bandas como de los brackets y tubos deseados.

**PARA PEDIR BANDAS PRESOLDADAS ES INDISPENSABLE INDICAR:**

- tipo de banda: pedodóntica, premolar, para primer o segundo molar, superior, inferior, derecha, izquierda
- medida de la banda
- tipo de tubo o de bracket
- slot del tubo rectangular o del bracket
- torque, rotación del tubo o del bracket
- diámetro del tubo redondo
- posición del tubo redondo que de cualquier modo siempre estará conforme con las prescripciones del tubo escogido

Están disponibles, para rápida entrega, bandas presoldadas con tubos para las técnicas más utilizadas (págs. 82, 83, 86, 87).



**LUG - APOYO DE EMPUJE**

Ayuda para el posicionamiento de las bandas; pero se recuerda que en caso de soldadura de brackets y botones linguales (accesorios) sobre bandas para premolares, éstas deben ser necesariamente sin lug, ya que, por obvias razones de espacio, el lug impide la soldadura del accesorio.

**ATENCIÓN:**

**EL MATERIAL PRESOLDADO NO SERÁ SUBSTITUIDO POR NINGUNA RAZÓN.**

# TABLAS DE CONVERSIÓN DE LAS BANDAS



BANDAS <b>CALIBRA</b> <sup>®</sup> PARA <b>PREMOLARES SUPERIORES</b>	BANDAS <b>CALIBRA</b> <sup>®</sup> PARA <b>PREMOLARES INFERIORES</b>
---	---

5 4 | 4 5

en forma indicativa y sin garantía

5 4 | 4 5

LEONE Calibra - E5101 / E5100-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. Mr. Bicuspid	ORMCO Bicuspid Bands	DENTAURUM Standard	UNITEK Contoured	UNITEK General purpose	UNITEK Proportioned	FORESTADENT	R.M.O. Truform	LANCER Universal	LEONE Calibra - E5501 / E5500-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. Mr. Bicuspid	ORMCO Bicuspid Bands	DENTAURUM Standard	UNITEK Contoured	UNITEK General purpose	UNITEK Proportioned	FORESTADENT	R.M.O. Truform	LANCER Universal		
1			1	1		00		1			1			1					1				
2		1											1		2				2			1	
3		2		2				2	G	1	2		1	3			0	1	3				
4		3	2	3		0		3			3		2	4			1+	4	4	F	2		
5		4	3	4		0+	1	4	G+	2	4		3	5	1	2	5	5	5				
6				5		1	2	5			5		5	4	6		2+	6	6	F+	3		
7	1	5	4	6		1+		6	H	3	6		6	6	7		3+	8	7			4	
8		7	6	7		2+	4	7	H+		7		8										
9	2	8		8	2		5	8		5	8												
10	3	9	7	9		3	6	9		6	9	1	9	7	8		5	10	8	G	6		
11	4		9	10		4		10		7			8	9				11	9	G+	7		
12		11	10	11		4+	8	11	I+			2	10	9	10	5	5+	12	10	H			
13	5	12	11	12	4		9	12		8	10	3	11	10	11		6+		11			8	
14	6	14	12	13		5	10	13	J	9	11			11	12	7	7	14	12	H+	9		
15	7	15	13	14		6	12	14	J+	10	12	4	13		13		8	16	13			10	
16	8	17	14	15	6	6+		15		11	13		14	12	14	9	8+	17	14	I		11	
17				16		7	13	16	K		14												
18	9	19	15	17	7		14	17		12	15	5	15		15		9+		15	I+		12	
19	10	20	16	18	8	7+	15	18		13	16	6	16	14	16	11	10	19	16			13	
20			17	19		8	16	19	K+	14	17			15	17	12	11	21	17	J		14	
21		21									18	7	17	17	18		12		18			15	
22		22									19	9	19		19	14	12+	23	19	K		16	
23	12	24	19	20	10	9+		20	L	15	20												
24	13	25	20	21		10	19	21		16	21	10	20	19	20	15	13+	25	20				
25	14		21	22			20	22	L+	17	22	11	21	21	21		14+	27	21	K+		17	
	15	27	22	23	11	10+	21	23	M		23	12	23	21	22	17	15		22			18	
26		28	23	24		11	22	24		18	24		24		23	18	15+	28	23	L		19	
27	16		24	25	12	11+	23	25		19	25	13		22	24		16	29	24	L+		20	
28		29									26		26										
29		30	25	26		12+	24	26	M+	20	27		28		25		17	31	25	M		21	
30	17		26	27	13	13	25	27		21	28	14	29	25	26		18	33	26			22	
31		31			14						29												
32	18	32	28	28		13+	27	28	N	22	30		30	26	27		19	34	27	M+		23	
			29	29		14	28	29	N+	23	31	16		27	28	22	19+	35	28				
	19		31	30		15	29	30		24	32	17	31	28	29		20	36	29			24	
			32	31			30	31		25			32	29	30				30			25	
	20			32				32						30	31				38	31		26	
														32					32			27	

BANDAS CALIBRA® Y WEB PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR

6 | 6

en forma indicativa y sin garantía

6 | 6

LEONE Calibra - E1200/E1300-00	LEONE Web - E8200/E8300-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. MRI Contoured	ORMCO Standard High-Retention	ORMCO Ultima	ORMCO Washbon	DENTAURUM Standard	DENTAURUM Dentaform	UNITEK Narrow Contoured	UNITEK General Purpose	FORESTADENT W Fit Form	HENRY SCHEIN Epic	R.M.O. Truform	LANCER Original	LEONE Calibra - E1600/E1700-00	LEONE Web - E8600/E8700-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. MRI Contoured	ORMCO Standard High-Retention	ORMCO Ultima	ORMCO Washbon	DENTAURUM Standard	DENTAURUM Dentaform	UNITEK Narrow Contoured	UNITEK General Purpose	FORESTADENT W Fit Form	HENRY SCHEIN Epic	R.M.O. Truform	LANCER Original		
		1					1						3										1				28,5		2		
		2					2	1															2						3		
1		3		1			3		3	29,5				1	2	1	4					1	2	1	4			4			
2		4		2			4	4			1		6	2	4	3	6		1			2	1	3	2	5	30				
3		5		3			5			30	2	2	7	3	5	4	7		2			3					1	5	1		
4	1	6				1	6	5		30,5		3			6	5	8				4	4	6				1	2			
5	2	7		4		2		6			3			4	6	5	8		3		5	7			30,5	2	6				
6	3	8		5	5		7					4		5							5						2	3			
7	4	9		6	6	3		7	31		4		8		7	6	9	1,5	4			8				3	7	4			
8	5	10		7	8	4		8	31,5	31,5	5		9	6	8	7	10		5	6	6	9	31	31		4	3	8	5		
9	6	11	1,5	8			9	9	32	32	6	5		8	9	10			6	5		7	10			4	3	8	5		
10	7	12	2	9		5		10			7	6	11	9	10	11			7	7	7	8	11	31,5		5	4	9			
11	8	13		10	10		10	10			8			10	11	12			8			12			32	6	10	7			
12	9	14		11	11	7		11	12		9			11	12	13			9	9		13			33	7	11	8			
13	10	15		12	12	8		12	13	33,5	33,5	10	7	12	13	14			10	10		14	13		32,5	8	12	9			
14	11	16		13	13	9		13	14		11	9	13	12	14	15			11	11		15	15		33	9	13	10			
15	12	17	4,5	14	14	10		14	15	34,5	34,5	12		14	15	16			12			16	16		33	10	14	11			
16	13	18		15	15	11		15	16		13		15	14	16	17			13	12	10	13			33,5	11	15	12			
17	14	19		16	16	12		16	17	35,5	35,5	14		16	17	18			14	13	11	14	17		34	11	16	13			
18	15	20	5	17	17	13		17	18		16	12	18	16	18	19			15	14	12	15	18	34,5	34,5	13	17	14			
19	16	21		18	18	14		18	19	36	36	13		17	19	20			16	15	13	19	35	35		14	10	15			
20	17	22	6,5	19	19	15		19	20		17	14	19	18	20	21			17	16	14	20	36,5	36,5	35,5	35,5	15	18	16		
21	18	23		20	20	16		20	21	37	37	15	21	19	21	22			18	17	15	21	37	37		16	11	19	17		
22	19	24		21	21	17		21	22		16	16	22	20	22	23			19	18	16	22				17	12	20	18		
23	20	25		22	22	18		22	23	37,5	37,5	17	23	21	23	24			20	19	17	23				18	13	22	19		
24	21	26	7,5	23	23	19		23	24		20	17	24	22	24	25			21	20	18	24			36,5	36,5	18	13	22	19	
25	22	27		24	24	20		24	25		21	18	25	22	25	26			22	21	19	25				37	37	19	24		
26	23	28		25	25	21		25	26		22	19	26	23	26	27			23	22	20	26				37	37	19	24		
27	24	29	8,5	26	26	22		26	27		23	20	27	24	27	28			24	23	21	27				37,5	37,5	20	15	21	
28	25	30		27	27	23		27	28	38,5	39	24	28	25	28	29			25	24	22	28				38	38	22	16	25	
29	26	31		28	28	24		28	29		25	22	29	26	29	30			26	25	23	29				38	38	22	16	25	
30	27	32		29	29	25		29	30		26	23	31	27	30	31			27	26	24	30				38,5	38,5	24	18	29	25
31	28	33		30	30	26		30	31		27	24	32	28	31	32			28	27	25	31				39	39	25	19	30	26
32	29	34		31	31	27		31	32		28	25	33	29	32	33			29	28	26	32				39,5	39,5	26	20	31	
33	30	35		32	32	28		32	33		29	26	34	30	33	34			30	29	27	33				40	40	27	21	33	28
34	31	36		33	33	29		33	34		30	27	35	31	34	35			31	30	28	34				40,5	40,5	29	24	34	29
35	32	37		34	34	30		34	35		31	28	36	32	35	36			32	31	29	35				41	41	30	25	35	
36	33	38		35	35	31		35	36		32	29	37	33	36	37			33	32	30	36				41,5	41,5	31	27	36	31
37	34	39		36	36	32		36	37		33	30	38	34	37	38			34	33	31	37				42	42	32	28	37	
38	35	40		37	37	33		37	38		34	31	39	35	38	39			35	34	32	38				42,5	42,5	33	29	38	
39	36	41		38	38	34		38	39		35	32	40	36	39	40			36	35	33	39				43	43	34	30	39	
40	37	42		39	39	35		39	40		36	33	41	37	40	41			37	36	34	40				43,5	43,5	35	31	40	
41	38	43		40	40	36		40	41		37	34	42	38	41	42			38	37	35	41				44	44	36	32	41	
42	39	44		41	41	37		41	42		38	35	43	39	42	43			39	38	36	42				44,5	44,5	37	33	42	
43	40	45		42	42	38		42	43		39	36	44	40	43	44			40	39	37	43				45	45	38	34	43	
44	41	46		43	43	39		43	44		40	37	45	41	44	45			41	40	38	44				45,5	45,5	39	35	44	
45	42	47		44	44	40		44	45		41	38	46	42	45	46			42	41	39	45				46	46	40	36	45	
46	43	48		45	45	41		45	46		42	39	47	43	46	47			43	42	40	46				46,5	46,5	41	37	46	
47	44	49		46	46	42		46	47		43	40	48	44	47	48			44	43	41	47				47	47	42	38	47	
48	45	50		47	47	43		47	48		44	41	49	45	48	49			45	44	42	48				47,5	47,5	43	39	48	
49	46	51		48	48	44		48	49		45	42	50	46	49	50			46	45	43	49				48	48	44	40	49	
50	47	52		49	49	45		49	50		46	43	51	47	50	51			47	46	44	50				48,5	48,5	45	41	50	
51	48	53		50	50	46		50	51		47	44	52	48	51	52			48	47	45	51				49	49	46	42	51	
52	49	54		51	51	47		51	52		48	45	53	49	52	53			49	48	46	52				49,5	49,5	47	43	52	
53	50	55		52	52	48		52	53		49	46	54	50	53	54			50	49	47	53				50	50	48	44	53	
54	51	56		53	53	49		53	54		50	47	55	51	54	55			51	50	48	54				50,5	50,5	49	45	54	
55	52	57		54	54	50		54	55		51	48	56	52	55	56			52	51	49	55				51	51	50	46	55	
56	53	58		55	55	51		55	56		52	49	57	53	56	57			53	52	50	56				51,5	51,5	51	47	56	
57	54	59		56	56	52		56	57		53	50	58	54	57	58			54	53	51	57				52	52	52	48	57	
58	55	60		57	57	53		57	58		54	51	59	55	58	59			55	54	52	58				52,5	52,5	53	49	58	
59	56	61		58	58	54		58	59		55	52	60																		

BANDAS **CALIBRA**<sup>®</sup>  
PARA **SEGUNDO MOLAR SUPERIOR**      BANDAS **CALIBRA**<sup>®</sup>  
PARA **SEGUNDO MOLAR INFERIOR**

7 | 7

en forma indicativa y sin garantía

7 | 7

LEONE Calibra - E2200/ E2300-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. MRI Contoured	ORMCO Standard High-Retention	DENTAJURUM Dentaform	UNITEK Narrow Contoured	R.M.O. Truform	LANCER Original	LEONE Calibra - E2600/ E2700-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. MRI Contoured	ORMCO Standard High-Retention	DENTAJURUM Dentaform	UNITEK Narrow Contoured	R.M.O. Truform	LANCER Original
				1	28			1	1						
1	1			2	28,5			2							
2	2			3	29			3	2				28	28,5	
3				4	29,5		1	4	3				29		29,5
4	3			5				5	4		1	1	29,5		30
5			1	6				6	5						
6				7	30		2	7	6		2	2	30		
7				8	30,5		3	8	7		3	3	30,5		30,5
8	4		2	9			4	9	8		4	4	31		31
9	5		3	10	31		5	10	7	1,5	4	5			
10	6		4	11	31,5		6	11	8		5		31,5		31,5
11	7		5	12			7	12	9	2	6	6	32	7	32
12		1,5		13	32	7	7	13	10		7	7			
13	8		6	14				14		2,5	7	7			
14	9	2	7	15	32,5		8	15	11			8	32,5		32,5
15	10	2,5	8	16			9	16				8	9		8
16	11	3	9	17	33	8		17	12		8	9			
17	12	3,5	10	18	33,5	9	11	18	13		3	9	10	33	33
18	13		11	19	34	10	12	19	14		3,5	10			
19	14		12	20			13	20	15			11	33,5		33,5
20	15	4	13	21	34,5		14	21	16			12	34		34
21	16	4,5		22		11	14	22	17	15	4	12	13		34,5
22	17		14	23	35	12	15	23	18	4,5	13		34,5	11	
23	18	5	15	24	35,5	13		24	19			14	15	35	35
24	19			25				25	20			14	15	35	35
25	20		16	26		14	16	26	21	5	15		14		
26	21			27	35,5	15	17	27	22	5,5	16	16	35,5	15	35,5
27	22	5,5	17	28				28	23		6	17	17	36	36
28	23	6		29	36	16	18	29	24			18		17	36,5
29	24		18	30		17	19	30	25	19	6,5		18		
30	25		19	31	36,5	18		31	26			19	36,5	18	37
31	26	6,5		32				32	27			20			
32	27	7	19	33		19	20	33	28			20		19	
33	28			34	37	20	21	34	29			21	37	20	
34	29			35				35	30	7,5	19		37	20	
35	30	7,5	20	36		21		36	31			21	37,5	21	37,5
36	31		21	37				37	32			22		22	
37	32		22	38	37,5	22	22	38	33	8	21	22	38		38
38	33	8	22	39			23	39	34			22	38	23	
39	34		23	40	38	23	24	40	35			23	38,5	24	38,5
40	35		24	41		24	24	41	36			24		25	
41	36	8,5	24	42	38,5	25	25	42	37			25	39		39
42	37		25	43				43	38			25	39		39
43	38	9	26	44	39	26	26	44	39	26	8,5	26	26	26	39,5
44	39		27	45				45	40			27	27		27
45	40		27	46		27	27	46	41			27	39,5		28
46	41	9,5		47	39,5	28		47	42			28		29	
47	42		28	48		29	28	48	43			28	40		30
48	43			49	40	30	29	49	44			29			31
49	44			50		31		50	45			29	40,5		
50	45	10	29	51	40,5		30	51	46	10,5		30			32
51	46		30	52		32	31	52	47			30	31	41	
52	47		31	53	41			53	48			31			
53	48			54			32	54	49			32			
54	49	11,5	32	55				55	50			32			