

SISTEMA DE IMPLANTES

XCN[®]

MATERIALES
DEMOSTRATIVOS E
INFORMATIVOS



KIT QUIRÚRGICO DEMOSTRATIVO

- kit demostrativo para simular las fases salientes del procedimiento quirúrgico y protésico del sistema de implantes XCN®
- destinado exclusivamente al uso demostrativo

Envase:

- 1 hemimandíbula
- 1 implante Classix (no estéril) Ø 4,1 mm y longitud 10 mm con tapón de cierre y 5 tapones de cierre de recambio conexión 3.0
- 1 instrumento para tapones
- 1 tapón de cicatrización Estándar GH 3 mm conexión 3.0
- 1 transfer Estándar conexión 3.0
- 1 atornillador manual quirúrgico
- 1 extractor de cabeza hexagonal
- 1 pilar Basic Estándar recto conexión 3.0



REF 106-0002-00

HEMIMANDÍBULA

- fabricada en poliuretano
- con orificio para la inserción de un implante Classix Ø 4,1 mm y longitud 10 mm

Envase: 1 pieza



REF 106-0001-00

IMPLANTE DENTAL JUMBO PARA DEMOSTRACIONES

- fabricado en aluminio
- reproduce a escala 5:1 el pilar Basic Estándar recto conexión 3.0 y el implante Classix Ø 4,1 mm y longitud 10 mm
- implante Jumbo con orificio en el lado posterior para permitir la remoción del pilar activado por medio de la varilla suministrada en el envase

Envase: 1 pieza



REF 106-0003-00

CARNET DE IDENTIDAD DEL IMPLANTE

- suministrado junto a cada implante
- para la identificación unívoca del implante colocado
- para entregar al paciente
- esencial en caso de asistencia lejos de casa, de viaje o en otros países



FOLLETO INFORMATIVO PARA EL PACIENTE

- dedicado al paciente para introducirlo en la implantología
- disponible a petición

Envase: 50 folletos en caja de cartón

