



# OFFERTA ORTODONZIA STUDIO

VALIDA DAL 1° GIUGNO 2020 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

in collaborazione con i depositi dentali autorizzati

**VUOI AVERE A PORTATA DI MANO  
UN SET DI PINZE ORTODONTICHE IN PIÙ?**

**LEONE OFFRE UNA SELEZIONE DI  
PINZE &  
TRONCHESI  
HIGH QUALITY**



**Oggi conviene!**

**SCEGLI 4 PINZE e/o TRONCHESI**  
dall'elenco sul retro

**QUELLO CHE COSTA MENO  
NON LO PAGHI**



inoltre **IN REGALO**

**UN COMODISSIMO  
TRAY PORTA  
STRUMENTI  
AUTOCLAVABILE**

Offerte non cumulabili con eventuali altre in corso

LEONE S.p.a.

Via P. a Quaracchi, 50 | 50019 Sesto Fiorentino Firenze

Ufficio Vendite Italia

Tel 055.3044600 | Fax 055.374808 | [italia@leone.it](mailto:italia@leone.it) [www.leone.it](http://www.leone.it)



Ortodonzia e Implantologia



# Selezione di **PINZE** e **TRONCHESI** **LEONE - HIGH QUALITY**

Prodotti in acciaio inossidabile ad alta resistenza e garantiti per tutti i tipi di sterilizzazione. I taglienti e le punte, realizzati in metallo duro, sono uniti al corpo con brasatura a base aurea per dare lunga vita allo strumento. La forma e lo snodo sono ergonomicamente progettati per rispondere al meglio a tutte le esigenze ortodontiche.

	P1900-00	<b>PINZA DI ANGLE A BECCO DI UCCELLO</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1902-00	<b>PINZA DI TWEED PER FORMARE LOOPS</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1905-00	<b>PINZA DI TWEED PER ARCHI RETTANGOLARI BECCHI CORTI</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1906-00	<b>PINZA DI ADERER A TRE PUNTE MEDIE</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1908-00	<b>PINZA DI HOW DIRITTA</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1910-00	<b>PINZA DI WEINGART</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1911-00	<b>PINZA PER GRIPPARE GANCI CHIRURGICI E STOP</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1912-00	<b>PINZA PER FORMARE E CONTORNARE ARCHI</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1913-00	<b>PINZA PER FORMARE ARCHI</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1914-00	<b>MICRO TRONCHESINO DISTALE C/TRATTENUTA FILO MANICI LUNGHI</b>	<b>€ 174,7*</b>
	P1915-00	<b>MICRO TRONCHESINO DISTALE TRATTENUTA FILO</b>	<b>€ 174,7*</b>
	P1916-00	<b>TRONCHESINO DISTALE TRATTENUTA FILO</b>	<b>€ 174,7*</b>
	P1917-00	<b>TRONCHESINO PER FILO DURO</b>	<b>€ 145,1*</b>
	P1918-00	<b>TRONCHESINO ANGOLATO 45° PER LEGATURE</b>	<b>€ 145,1*</b>
	P1919-00	<b>TRONCHESINO MINIATURA PER LEGATURE</b>	<b>€ 174,7*</b>
	P1920-00	<b>PINZA PER RIMOZIONE ATTACCHI DB</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1922-00	<b>TOGLI BANDE POSTERIORE LUNGA</b>	<b>€ 130,4*</b>
	P1923-00	<b>TOGLI BANDE POSTERIORE CORTA</b>	<b>€ 130,4*</b>

\*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa

LEONE S.p.a.  
Via P. a Quaracchi, 50 | 50019 Sesto Fiorentino Firenze

Ufficio Vendite Italia  
Tel 055.3044600 | Fax 055.374808 | [italia@leone.it](mailto:italia@leone.it) [www.leone.it](http://www.leone.it)



Ortodonzia e Implantologia